

歯科医院様にお届け下さい。

下記事項は「バイオ：トーン」で作った義歯のトラブル回避の為の注意事項です。
義歯と一緒に歯科医院様にお届け下さい。

義歯材料の記録のお願い。

現在、熱可塑性の樹脂は弊社をはじめ他社メーカー様より様々な材質、商品名で販売されております。

※ 材質によって、修理やリライニングの方法、使用する材料が異なります。

歯科医院様におきましては後日の修理及びリライニングを円滑に行なうため、使用材料名をカルテ等に記録することをお勧めします。

使用材料名	「バイオ：トーン」
-------	-----------

注意事項

義歯変形の原因になる恐れがありますのでオートクレーブ（121℃／135℃）には入れないで下さい。

義歯の修理について

■ アーム部が“ゆるい”場合、アーム部と床の接合部付近をバーナー等で炙って軟化させて調整してください。

※バーナーで炙る際は、樹脂を焦がさない様に注意してください。

※加熱し過ぎるとアーム部が破折する場合があります。

■ ポリアミド系樹脂である本製品はリライニング材や即時重合レジンとは化学的に接着しません。

但し、弊社「リライニング・プレ・プライマー」・「スーパープライマー」を使用することで、
リライニングや増歯、床延長等の修理が可能です。（歯科技工所での間接法となります。）

使用可能な薬品および洗剤

市販の薬品及び洗剤が使用できます。

使用可能な入れ歯洗剤

歯科医院販売専用の中性義歯洗剤を最も推奨します。市販の薬品及び洗剤も使用できます。
酸性の洗剤はレスト等の金属部分を変色させる恐れがありますので、ご注意ください。

バイオ：トーン義歯の修理

修理に関する注意点 ※間接法でご使用ください。

リライニング

- ・弊社の「リライニング・プレ・プライマー」を使用することで、リライニングが可能です。
- ・ポリアミド系樹脂である「バイオ：トーン」は弾性のある樹脂ですので、リライニング材にはシリコン系軟質リライニング材をお使いください。

即時重合レジンによる人工歯の脱離や、成形ミスの修理

- ・弊社の「リライニング・プレ・プライマー」を使用することで即時重合レジンの接着が可能です。これにより、人工歯の脱離や、成形ミスによる即時重合レジンを使用した修正が可能です。
- ※即時重合レジンには弾性がないので、バイオ：トーン義歯の“たわみ”が生じる部分には使用できません。

増歯・床延長

- ・バイオ：トーン義歯の補修面に弊社の「スーパープライマー」を塗布し、新たにバイオ：トーンを再射出成形することで、バイオ：トーン同士を接着することが可能です。



使用方法については「リライニング・プレ・プライマー」及び「スーパープライマー」の取扱説明書を必ずお読みいただき、作業を行なってください。

スーパープライマー



「バイオトーン」義歯床の補修面に塗布し、再射出成形することで補修面と新しく射出成形した「バイオトーン」同士を接着させることが出来る接着剤です。

※口腔内での直接法には使用できません。

リライニング・プレ・プライマー



ポリアミド樹脂である「バイオトーン」に歯科用シリコンリライニング材及び即時重合レジン进行接着することが出来ます。

リライニング時の印象方法について

歯科医院にて

間接法でリライニングをする場合は下記の手順で「印象→石膏注入」を行なってください。

- (1) 診査・診断 ●
口腔内をチェックします。
- (2) 顎堤粘膜の印象 ●
粘膜面の印象を取ります。
- (3) 石膏・注入 ●
印象面に石膏を注入して作業模型を作製します。

●※ポリアミド樹脂である「バイオ：トーン」義歯と印象材・適合試験材は接着しません。また、ティッシュコンディショニング材も粘着力でのみ着いた状態となりますので、粘膜面調整剤としては使用しないでください。

●顎堤粘膜の印象採得について
義歯粘膜面を一層削除後、義歯床をトレーとして用い咬合嵌合位で軽く咬合させて印象採得してください
※印象の際はシリコン系の印象材・適合試験材をお使いいただき、印象後口腔内より取り出し、印象材の浮き上がりや剥がれがない事を確認してください。（使用可能なリライニング材は2ページを参照してください。）
※ポリアミド樹脂である「バイオ：トーン」義歯と印象材は接着しません。

●※印象に石膏を注入する際は、印象材の浮き上がりや剥がれがない事を確認してください。