

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN 70754000

鑄造リング

【形状・構造及び原理等】

寸法

名称	最大 外径 (mm)	最大 内径 (mm)	高さ (mm)
R1 リング	34	30	50
R2 リング	42.7	38.7	50
R3 リング	60.5	56.5	50
R4 リング	76.3	72.3	50
R5 リング	42.7	39.4	60
R6 リング	60.5	57.2	65
R7 リング	76.3	73	70
R8 リング	89.1	84.9	70
SR43 リング	42.7	39.4	60
SR60 リング	60.5	57.2	65
SR76 リング	76.3	73	70
SR90 リング	89.1	84.9	70

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用フラスコ、
鑄造リング等をいう。

【使用方法等】

操作方法または、使用方法

使用する鑄造器本体の取扱説明書に従って使用するこ
と。

【使用上の注意】

詳細については使用する鑄造器の取扱説明書を使用前
に必ずお読みください。

- 1) 鑄造の終わったリングは高温になっています。必ず
専用のトンクス等を使用して取り出すか、リングの温
度が下がってから取り出してください。
- 2) 周囲に燃えやすい物が無いこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前には必ず消耗していないか、穴が開いていな
いかを確認してください。異常があれば新しいものと
交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

** TEL 075-672-2118

- 2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社