

器 70 歯科用鑄造器  
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN 70754000

## フォーマ

### 【形状・構造及び原理等】

寸法

名称	最大 外径 (mm)	最大 内径 (mm)	高さ (mm)
F1 フォーマ	40	34	20.6
F2 フォーマ	48.7	42.7	20.6
F3 フォーマ	66.5	60.5	20.6
F4 フォーマ	82.3	76.3	22.6
SF43 フォーマ	51	42.7	31.8
SF60 フォーマ	68.8	60.5	31.8
SF76 フォーマ	84.6	76.3	31.8
SF90 フォーマ	97.4	89.1	31.8
SF43 フォーマ Robo	51	42.7	31.8
SF60 フォーマ Robo	68.8	60.5	31.8
SF76 フォーマ Robo	84.6	76.3	31.8
SF90 フォーマ Robo	97.4	89.1	31.8

### 【使用上の注意】

詳細については使用する鑄造器の取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 歯科鑄造用以外に使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前には必ず消耗していないか確認してください。  
異常があれば新しいものと交換してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* TEL 075-672-2118

- 2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

### 【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用フラスコ、  
鑄造リング等をいう。

### 【使用方法等】

操作方法または、使用方法

使用する鑄造器本体の取扱説明書に従って使用するこ  
と。