

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

アルミナ250μ

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状：粉末状
- 2) 主成分：アルミナ

原理：サンドブラスト材料として、歯科用金属の表面処理、鋳造物の埋没材や酸化皮膜の除去、歯科用石膏の除去等に用いる。

【使用目的又は効果】

保綴物等の研削に用いる。

【使用方法等】

サンドブラスト材料として、歯科用金属の表面処理、鋳造物の埋没材や酸化皮膜の除去、歯科用石膏の除去等に使用する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：3 kg／函、25 kg／函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

- * 住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
- * 電話番号：075-672-2118

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社