

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN70754000

異形ルツボ(カー式)

【形状・構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用ルツボ

【使用方法等】

カー式遠心鑄造機にセットし、歯科用金属を熔解して鑄造する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①改造しないこと。
- ②鑄造の終了したルツボは高温になっているので直接触れる場合は耐熱手袋等で手指を保護すること。
- ③本品は歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ④本品は歯科鑄造用以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

住 所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

電話番号: 075-672-2118

外国製造所: ソン・ヤン・インターナショナル

(SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.)

国 名: 台湾