

歯科材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用ワックス成形品 JMDN31836020

## ワックスパターン

### 【形状・構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、密ろう、  
マイクロクリスタリンワックス、色素

### 【使用目的又は効果】

可撤性局部義歯を維持するための器具を作製する場合に用いる。  
金属床、パー、クラスプ等の既製ワックスパターン

### 【使用方法等】

石こう模型又は耐火模型に貼り付けて使用する。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火設備を設置すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

質量：10枚／函

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*\* 電話 番号：075-672-2118

\* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社