

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス JMDN70896000

スプルーワックス

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状：線状 φ3.0 mm、φ4.0 mm、φ5.5 mm、φ7.5 mm
長さ 200 mm
- 2) 成分：パラフィンワックス、密ろう、ワセリン、色素

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックス。
主に熱可塑性樹脂床義歯及びレジン床義歯のスプルーイングに用いる。

【使用方法等】

「デンチャーシステム」、「ノンクラスプデンチャーシステム」の取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
 - ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
 - ③本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- ・室温保管
 - ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
 - ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
 - ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
 - ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

200 g/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
- ** 住所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
- ** 電話番号：075-672-2118
- * 製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社