

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

フレキシブル・ワックス

【形状・構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
色素、その他
形状：固形状

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。
石膏支台歯のコーピング用、ポストワックスパターン用、パターンフォー
マー用。

【使用方法等】

コーピング用はワックスポットを 90℃に設定し、フレキシブル・ワッ
クスを適量溶解してご使用ください。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本品は、使用目的に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に
放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこ
と。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：80 g/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社