


個々の患者さんのファセットに基づいた 側方運動が再現できます。



顎路角が一定に固定されている咬合器と違い、「デンタルメイト-Ⅱ」「ラボメイト-Ⅱ」は顎路角が20°~40°と柔軟に対応できるので患者さん固有のファセットに沿った側方運動が再現できます。

模型の高さに合わせて咬合器が選べます。

模型着脱はマグネット方式でワンタッチ!

ラボメイト-Ⅱ

上顎可撤模型装着状態(上下顎間距離70mm)

違いは高さ!

デンタルメイト-Ⅱ

上顎・下顎可撤模型装着状態(上下顎間距離75mm)



	ラボメイト-Ⅱ	デンタルメイト-Ⅱ
上下顎間距離	70mm	75mm
顎頭間距離	100mm	
矢状顎路傾斜角	20°~40°	
矢状切歯路傾斜角	10°	
側方切歯路傾斜角	10°	
重量	360g	353g

関連商品

平面板



(デンタルメイト-Ⅱ
ラボメイト-Ⅱ 共通)

スチール板 10枚入り



(デンタルメイト-Ⅱ
ラボメイト-Ⅱ 共通)