



石膏セレクション

低膨張普通石膏

咬合器装着をもっと同時に義歯開リン埋没の1次埋没・台付けのスピードアップに

マウンティングプラスター (硬化時間を早くしたFastタイプも)

MP



驚きの操作性はこちら



臨床例はこちら



- ◆低膨張0.08%
- ◆模型を乗せても沈まず
操作時間が練和直後から8分持続
- ◆すぐに指でのトリミングが可能
- ◆片側模型でも安定した作業が可能

物性値 (23℃)	通常タイプ	Fastタイプ
操作時間	約5~8分	約4~6分
最終硬化時間	約25分	約20分
硬化膨張 '2時間後	0.08%	0.08%
容量	20kg	20kg


埋没用普通石膏

さらさら石膏で密閉型フラスコの外埋没効率UP

デンチャープラスター II

DP II

人工歯やレストの浮き上がりを減少させるテクニックを公開中



- ◆水のような流動性によりバイブレーター不要
- ◆フラスコの外埋没処理をまとめて行えます

物性値 (23℃)	
操作時間	約5分
最終硬化時間	練和後 約25分
硬化膨張 '2時間後	0.20%
圧縮強さ	15MPa
容量	20kg

硬石膏 垂れない硬石膏でトラブル回避

デンタルストーンIMP

IMP

for Crown&Bridge

- ◆垂れずに盛り上げることができ、石膏の厚みをKeep
→注入エラーによる補綴物の不適合を減少

for Denture

- ◆人工歯やレストに盛り上げフラスコ上面に当て
完成義歯のバイトやレストの浮きを減少

リマウント後に指導ピン
が浮いていませんか？



人工歯やレストの浮き上がりを
減少させるテクニックを公開中



物性値 (23℃)

硬化膨張 '2時間後	0.15%
圧縮強さ	46MPa
容量	10kg × 2箱 / 2kg × 10pc
カラー	イエロー、スカイブルー ホワイト

超硬石膏 垂れない超硬で高精度模型を作製

ダイストーンIMP

DIE IMP

- ◆高精度模型にオススメ
垂れずに盛り上げることができ、石膏の厚みをKeep
→注入エラーによる補綴物の不適合を減少

物性値 (23℃)

硬化膨張 '2時間後	0.08%
圧縮強さ	56MPa
容量	2kg × 10pc
カラー	ゴールドブラウン

普通石膏 模型の台付け・1次埋没・南加大咬合器装着 など

ドダイプラスター

DODAI



- ◆模型を乗せても沈みにくく、盛り上げやすい
- ◆義歯模型の台付けや、1次埋没作業の効率化に

物性値 (23℃)

操作時間	約5分
最終硬化時間	約20分
硬化膨張 '2時間後	0.22% (2時間後)
容量	20kg

SNOW ROCKマウンティングプラスター 歯科用焼石こう 26B3X10015001201
SNOW ROCKダイストーンIMP 歯科用硬質石こう 26B3X10015001431

SNOW ROCKマウンティングプラスターFast 歯科用焼石こう 26B3X10015001202
SNOW ROCKデンタルストーンIMP 歯科用硬質石こう 26B3X10015001311

SNOW ROCKデンチャープラスター II 歯科用焼石こう 26B3X10015001241
SNOW ROCK DODAIプラスター 歯科用焼石こう 26B3X10015001211

製造・販売元

製造販売許可番号 26B3X10015



スノーロックジャパン株式会社

〒614-8142 京都府八幡市下奈良南頭14-3
TEL:075-972-2020 FAX:075-972-2010

<https://snowrock-japan.com/>

販売元



エア・ウォーターグループ

デンケン・ハイデンタル株式会社

本社:京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店

東日本営業所

九州営業所

☎075-672-2118

☎03-3969-8000

☎092-710-5360

地球の恵みを、社会の望みに。