

KDF

手軽におまかせ自動研磨

卓上自動研磨器

ハイバレルミニ

HI-BARREL mini



販売名 ハイバレルミニ
一般的名称 歯科用研磨器材
分類 一般医療機器
医療機器届出番号 26B2X10018000036

デンケン・ハイデンタル株式会社
DENKEN-HIGHDENTAL Co.,Ltd.

特長

小型軽量静寂設計

机上等の省スペース(30cm四方)に設置できるコンパクト設計です。

作業効率の高さ

2ポットの仕様。1ポットにクラスプ20本とキャストバー10本が同時に短時間で自動研磨出来ます。

作業環境の改善

手研磨作業の時間が短くなり、粉塵等の吸い込みが軽減されます。

簡単プログラムで時間や回転数が可変可能

0~9の10コースに回転速度・回転時間がプログラム可能です。研磨物に合わせて250~500rpmの範囲で回転数や時間を設定可能です。

充実の安全装置

フタの開検知スイッチ、アンバランス検知システム、落下防止金具を装備しています。

簡単なポットの脱着

ポットはガイドにはめ込みだけで簡単に設置できます。

研磨状況

■コバルトフレームの研磨

カーボランダム下処理の後、40分前後で研磨できます。



■金属床

アズキャストからの研磨例



■レジン床

ハイデンタルパットH下地処理の後

一次研磨(荒・中)

二次研磨(細)



■コバルトのクラスプ

粗いバーからの研磨例



操作部

回転時間、
回転速度表示
選択コース表示
(10コース)



プログラム
モードキー

スタート・
ストップキー

数値入力キー



付属品



ミニポット



研磨材(5種)

KDFコンパウンド・スケール・ボウル・ロート・ザル 他

仕様

販売名	ハイバレルミニ
型式	DH-HBM500
電源電圧	単相 100V±10% 50/60Hz
消費電力	180VA Max.
外形寸法	300(W)×290(D)×470(H) mm
質量	19kg(ポット含まず)
使用環境	温度10~40℃、湿度30~90%Rh(結露無きこと) 標高Max.2000m、室内仕様
研磨ポット	2個、八角形の内接径φ81、高さ83mm
研磨方式	公転、自転による遠心揺動方式。
プログラム内容	10コース 0~9 回転数と時間をコース毎にプログラム

※外観・仕様につきましては予告なしに変更する場合があります。

●代理店

●販売元 ●製造販売業 許可番号 26B2X10018

エアウォータグループ



デンケン・ハイデンタル株式会社

http://www.kdf.co.jp/ Email denken@kdf.co.jp

■お問合せは

西日本営業所

TEL.075-571-1000
FAX.075-572-9000

東日本営業所

TEL.03-3969-8000
FAX.03-3969-4567

九州営業所

TEL.092-937-6907
FAX.092-937-6212

※お求めは、リース又はクレジットをご利用下さい。

当社取引/リース会社/三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

Vol.2.16.7 5,000