

口 腔 ケ ア 用 吸 引 装 置

sweetie

ORAL HEALTH CARE

簡単に安全口腔ケアをサポート




歯磨き時の水、唾液、汚れを 吸引し誤嚥を防止 安全・快適な 口腔ケアを実現

ポータブル・静音でありながら
最適な吸引力



▶ 静かな動作音

吸引能力は高いのに動作音は静かです。
処置対象者の枕元に置いて大丈夫。



▶ 余裕のある吸引力

口腔ケアに適した吸引力で液体からジェルまでストレスなく
吸引できます。

▶ コンパクト・ポータブル

十分な性能をコンパクトに収めました。
軽量のため、女性一人でも持ち運びは楽々
です。病室の狭いスペースにも置けます。



軽量
2.7
kg

▶ 各種、口腔ケア用製品が接続可能

スウィーティーの吸引歯ブラシは弊社推奨品のほかに市販品を接続可能です。

■仕様

名称	スウィーティー
電源 (ACアダプタ)	入力:AC100~240V50/60Hz 出力:DC12V3.8A
外形寸法	(W)335×(H)215×(D)125mm
質量	2.7kg
排気流量	18L/分
到達圧力	-80kPa
吸引容器容量	約500ml
消費電力	90VA
オプション	専用フットスイッチ
付属品	吸引ホース:2m、ACアダプタ:1個

■オプション



▶ フットスイッチ

手を使わずに吸引動作の
ON/OFF切り替えが行えるよう
になります。フットスイッチを押
すと押している間だけ吸引動作を
行います。

■関連商品

▶ 吸引歯ブラシ



● 20本入

▶ 吸引スポンジ



● 5本入

● 50本入

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018



エア・ウォーターグループ
デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社:京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360

代理店