

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用フラスコ JMDN42343000

ドリームフラスコ

【形状・構造及び原理等】

- ・外寸
W127 mm×D69 mm×H100 mm
- ・内寸（最大）
W98 mm×D78 mm×H44 mm

【使用目的又は効果】

重合用補綴物を成形する型を保持する容器である。
ろう義歯埋没、義歯床材料の射出成形及び重合用。

【使用方法等】

取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ①化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - ②改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社