



DENKEN-HIGHDENTAL

CASCOM

Ti

真空加圧鋳造機 キャスコムTi

デンケン・ハイデンタルのチタン鋳造機。
チタンクラウン、チタン前装冠からチタン床まで対応。
さらに需要が高まっているチタン鋳造をサポートします。




The Titanium
Casting Machine


The new standard of titanium casting, CASCOM Ti.

Features

- 国内自社製造の真空加圧鋳造機と、専用埋没材により精密鋳造を実現
- 3Stepの簡単操作で、チタンを自動鋳造



Example of installation



Cases of Titanium Casting



真空加圧鋳造機
キャスコムTi

- 販売名: キャスコムTi
- 一般的名称: 歯科技工用アーク鋳造器
- 分類: 一般医療機器
- 届出番号: 26B2X10018000075

| 仕様 | |
|----------|--------------------------|
| 電源電圧 | 単相200V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | Max.7.5kVA [37.5A] |
| 使用環境 | 温度10~40℃ |
| 外形寸法 | W553×D495×H405(開口時475)mm |
| 質量 | 46kg |
| 溶解・鋳造方式 | アーク溶解 アルゴンガスによる真空加圧鋳造 |
| 対応金属・溶解量 | 純チタンおよびチタン合金 最大 40g |

RELATED PRODUCTS

| 専用埋没材 | クラスP・金属床用リン酸塩系埋没材 | チタンインゴット |
|--|--|---|
| <p>クラウンブリッジ用マグネシア系埋没材 キャスコムTi クラウンインベストメント</p> <p>粉 2kg x 2包 ※専用液(別売) 300mL</p> <p>販売名: キャスコムTiクラウンインベストメント 一般的名称: 歯科高温鋳造用埋没材 分類: 一般医療機器 届出番号: 27B3X00143000011 製造販売元: 岡崎鋳造物株式会社大阪工場</p> | <p>【焼成スケジュール】</p> <p>販売名: キャスコムTiフレームインベストメント 一般的名称: 歯科高温鋳造用埋没材 分類: 一般医療機器 届出番号: 27B3X00143000010 製造販売元: 岡崎鋳造物株式会社大阪工場</p> | <p>純チタン2種 ピュアチタン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・14g(700g入) ・20g(1kg入) ・25g(1kg入) <p>販売名: ピュアチタン 一般的名称: 歯科鋳造用チタン合金 分類: 管理医療機器 登録番号: 304AHBZX00031000</p> |

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。 ※表示価格は2023年1月現在のものです。表示価格には消費税は含まれていません。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018

代理店



エア・ウォーターグループ
デンケン・ハイデンタル株式会社

本社: 京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360