



DENKEN-HIGHDENTAL

SOLA
DH-DIGITAL SOLUTIONS



歯科非鋳造用チタン合金

CAD Titanium Disc

CAD チタンディスク

デンケンハイデンタルのCAD/CAM マテリアル

生体
親和性


耐食性

物性 (JIS H 4650 純チタン2種)

分量(%)		引張強さ (MPa)	耐力 (MPa)	伸び (%)	硬さ (HV)
チタン	その他 ^{※1}				
≥99.4	≤0.573	523MPa	443MPa	18%	249HV0.3

※1 Fe, O, C, N, H

Product



歯科非鋳造用チタン合金

CAD チタンディスク

【サイズ】

直径：φ98.5mm
厚さ：10mm / 12mm / 14mm
16mm / 18mm

【包装】1個入

販売名：CADチタンディスク
一般的名称：歯科非鋳造用チタン合金
分類：管理医療機器
認証番号：305AHBZX00042000

Related Product



ミリングマシン

CRAFT 5X

加工機+集塵機+クーラント・
コンプレッサーがひとつになった
All-in-One Milling Machine



チタンクラウン
加工可能!

販売名：DOF クラフトTi
一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
分類：一般医療機器
届出番号：26B2X10038000019
製造販売業者：株式会社DOF JAPAN

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018



エア・ウォーターグループ

デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360

代理店

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。